

KIT ELS PARA INYECTORES DE DOBLE CABEZAL TC

Código: 317638-000

Descripción: 2x Jeringa ELS 200 ml
(ref. 316036-000)

1x Sistema de tubos de doble cabezal
(ref. 317111-000)

2x Spike

Uso: El uso del kit depende de cada uno de sus componentes. Se utiliza para transferir y administrar medio de contraste y solución salina en estudios de imagen (TC, RM y mamografía). Incluye líneas de paciente (transferencia), jeringas de un solo uso para un paciente (administración) y accesorios para la conexión entre dispositivos.

Tipo: 10 – Conjunto.

Para usar con: Accutron CT-D. *Accutron HP-D
Accutron MR. Accutron MR3. *Modo TC

Actuación Descripción:

Aplicación y frecuencia de uso	Dispositivo de un solo uso para un único paciente. Válvula con seguridad microbiológica y virológica. Autocierre con presión de apertura de 170 mbar (2,5 psi). Spike con filtro de ventilación microbiológica (1,2 µm).
Presión máxima	21 bar/ 305 psi
Vida útil	5 años
Caudal	0,1 - 10 ml/s

Material Descripción:

Material del tubo	Tubo de conexión: PVC, sin DEHP Conector Luer-Lock: Policarbonato Tapa protectora: Polipropileno
Sistema de barrera estéril	Envase blíster rígido con apertura pelable
Materiales del sistema de barrera estéril	Papel Tyvek 64 g/m². Blíster de poliestireno. E03104 – Caja blíster de PS con Tyvek 1059B (Dupont)
Material de la Jeringa	Jeringa: Policarbonato. Émbolo: Policarbonato Junta: Polietileno. Tuerca de rosca: Policarbonato Tapa protectora: Polipropileno

Más información

Mercado CE	CE 0482
Clasificación (MDD)	Clase IIa
Código UMDNS	15-265
Código GMDN	16545
Esterilización	Gas ETO
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: 10° C - 30° C - Humedad relativa: 30% H.R. - 80% H.R. Conservar en la caja cerrada, protegido de luz solar directa y en lugar seco
Código HS	90183110
Fabricante	MEDTRON AG. Hauptstrasse 255. 66128 SAARBRÜCKEN Alemania