

KIT RM - JERINGA ELS 65/200ml

Código: 317603-000

Descripción: 1x Jeringa ELS 65 ml (Easy Loading Syringe). 1x Jeringa ELS 200 ml (Easy Loading Syringe). 1x Sistema de tubos de doble cabezal 1x SP 227 Vented Spike, luer lock. 1x Minispike

Uso: Líneas de paciente: transfieren medio de contraste y solución salina al paciente en estudios de TC, RM y mamografía.

Jeringas (21 bar, un solo uso): administran estos fluidos en un solo uso por paciente.

Accesorios: conectan los dispositivos entre sí o con la cámara de dosificación para permitir la transferencia de fluidos.

Tipo: 10 – Conjunto en forma de kit.

Para usar con: Accutron MR, Accutron MR3.

Actuación Descripción:

Aplicación y frecuencia de uso	Dispositivo de un solo uso Dispositivo de un solo uso destinado a su utilización en un único paciente. Auto cierre. Presión de apertura: 200 mbar + 50 mbar. Spike con filtro de ventilación microbiológica, tamaño de poro 1,2 µm, 0,1 µm
Presión máxima	21 bar/ 305 psi
Vida útil	3 años
Caudal	0,1 - 10 ml/s

Material Descripción:

Material del tubo	Tubo: PVC, sin DEHP. Conector Luer-Lock: ABS, MABS. Tapa de rosca: ABS. Tapa protectora: PP
Sistema de barrera estéril	Envase blíster rígido con apertura pelable. Envase blíster blando con apertura pelable
Materiales del sistema de barrera estéril	Papel médico especial 60 g/m ² Película coextruida multicapa PA/PE
Material de la Jeringa	200 ml: PETg, ABS, PC, PP/EPDM Tapa: PE Aceite de silicona

Más información

Mercado CE	CE 0482
Clasificación (MDD)	Clase IIa
Código UMDNS	15-265
Código GMDN	16545
Esterilización	Gas ETO
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: 10° C - 30° C - Humedad relativa: 30% H.R. - 80% H.R. Conservar en la caja cerrada, protegido de luz solar directa y en lugar seco
Código HS	90183900
Fabricante	MEDTRON AG. Hauptstrasse 255. 66128 SAARBRÜCKEN Alemania