

KIT TC - JERINGA ELS SH

Código: 317614-100

Descripción: 1x Jeringa ELS 200 ml
(Easy Loading Syringe)
1x Línea en espiral 150 cm
1x SP 227 Vented Spike, luer lock

Uso: El uso del kit depende del uso de sus componentes individuales. Las líneas de paciente transfieren medio de contraste y solución salina en estudios de imagen (TC, RM y mamografía). Las jeringas de 21 bar son de un solo uso y se emplean en un único paciente para administrar estos fluidos en diagnósticos radiológicos. Los accesorios permiten conectar dispositivos entre sí o con la cámara de dosificación para la transferencia de fluidos.

Tipo: 10 – Conjunto en forma de kit.

Para usar con: Accutron CT. *Accutron HP
Accutron MR., Accutron MR3

Actuación Descripción:

Aplicación y frecuencia de uso	Dispositivo de un solo uso Dispositivo de un solo uso destinado a su utilización en un único paciente. • Spike con filtro de ventilación microbiológica, tamaño de poro 1,2 µm
Presión máxima	21 bar/ 305 psi
Vida útil	5 años
Caudal	0,1 - 10 ml/s

Material Descripción:

Material del tubo	Tubo: PVC, sin DEHP. Conector Luer-Lock: ABS, MABS. Tapa de rosca: ABS. Tapa protectora: PP
Sistema de barrera estéril	Envase blíster rígido con apertura pelable
Materiales del sistema de barrera estéril	Blíster rígido: PET-G MEDS 600 tinte azul, VPM0010; Tyvek 1073b recubierto, VPM0007
Material de la Jeringa	PETg. Émbolo: ABS, PC. Caucho: PP/EPDM, TPV Tapa: PE. Aceite de silicona.

Más información

Mercado CE	CE 0482
Clasificación (MDD)	Clase IIa
Código UMDNS	15-265
Código GMDN	16545
Esterilización	Gas ETO
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: 10° C - 30° C - Humedad relativa: 30% H.R. - 80% H.R. Conservar en la caja cerrada, protegido de luz solar directa y en lugar seco
Código HS	90183110
Fabricante	MEDTRON AG. Hauptstrasse 255. 66128 SAARBRÜCKEN Alemania