


WEGO CT-200



Material: PVC /policarbonato/
polipropileno.

Método de esterilización: Óxido de etileno (ETO).
Libre de látex.

Compatible Inyectora Medrad Vistron.

Descripción:

Vida útil	3 años
-----------	--------

Material Descripción:

Conector embolo	Policarbonato/Calucho sintético
Barril	Tereftalato de polietileno
Cobertor de polvo	Polipropileno
Tubo de llenado rápido	Politileno de baja densidad
Tubo conector Y	Policarbonato/Propileno