Conector Alta Presión

Código: S0H120

Descripción:
Conector de tubo de Alta Presión (120cm; 1200Psi; Tubo Conector recto con Conector Masculino Rotativo)

Uso: El producto es usado para transferir el líquido de medio de contraste (CM) y solución salina (NaCl). Estos son usado en radiografía de imágenes para transferir el líquidos en el paciente.

Tipo: De un solo uso

Para usar con: Para usar con todo marcas y tipos de alto-presión contraste inyectores de medios.



Foto del producto

Actuación Descripción:

Máx. Presión	83 bar / 1200 psi
Volumen Relleno	Conectando Tubo: 1.6 ml
Longitud Tubo	1200 mm
Diámetro externo Tubo	3.65 mm

Data de materiales:

Materiales	Tubo conector: Poliuretano, nylon, libre de DEHP Conector Luer-Lock: Policarbonato Tapa protectora: Polipropileno Conector rotador: Policarbonato Libre de Látex
Barrera de esterilización	Sistema paquete peel-off (despegable)
Material de la barrera de esterilización	Papel Tyvek 60g/m² — Tereftalato de polietileno Blíster de poliestireno — Capa coextruida multicapa de polietileno
Material del cartón de afuera	Cartón corrugado
Dimensiones cartón	51.5 x 35 x 35 cm

MAIWEI

Más información:

Marca CE	CE0123
Clasificación	Class IIA
Código EMDN	A030201
Duración	5 años
Esterilización	Óxido de etileno (EO)
Condición de guardado	Temperatura: -15°C -50°C Guardado sellado, protegido de luz solar directa en un lugar seco.
Fabricante	Shenzhen Maiwei Biotech Co., Ltd. 2/F, Building 1, No. 2-10, Jinglong Blvd. South, Pingshan District, 518118 Shenzhen, China
Código de barra	(01)06971101740369 (10) XXXXXXXX (11) yymmdd (17) yymmdd
Código HS	9018390000
Peso de producto	10 gr
Peso del caja blister	5 gr
Peso del papel del blister	1.7 gr
Peso de la caja exterior	920 gr
Cantidad por embalaje	200 cajas
Mínimo de pedido	1 embalaje
Peso por unidad de envío	5 kg