Eaglenos

Multifuncional Medidor de Monitoreo



Medidor 7 en 1, para una gestión de la salud personalizada

Eaglenos Sciences, Inc.

Característica



7 en 1, multifuncional

GLU	LAC	KET	UA	TC
Muestra: 0.8 μL Tiempo: 5s	Muestra: 0.8 μL Tiempo: 10s	Muestra: 0.8 μL Tiempo: 10s	Muestra: 1.5 μL Tiempo: 10s	Muestra: 1.7 μL Tiempo: 10s

+ HCT, HB

Amplia gama de aplicaciones

Parámetro

- Glucosa
- Lactato
- Ácido úrico
- β-Cetona
- Colesterol Total
- Hemoglobina
- Hematocrito

Enfermedades relacionadas


- Diabetes y sus complicaciones
- Hipertensión
- Hiperlipidemia
- Lesión renal
- Hiperuricemia
- Enfermedad Coronaria

Mantente informado, mantente sano.

Conexión Bluetooth y aplicación móvil




Tecnología de electrodos de oro 7



- Tecnología FAD-GDH para evitar interferencias en la oxigenación sanguínea.
- Biosensor enzimático de alta selectividad
- Diseño químico de enzimas anti-interferencias para prevenir la interferencia del ácido ascórbico.
- Sofisticada compensación de temperatura para garantizar precisión y consistencia
- Electrodo de oro, excelente sensibilidad, conductividad y estabilidad
- Detección automática de humedad en caso de daños en la tira

Rango de HCT ultra amplio

Análisis de glucosa en sangre: rango de HCT 10% ~ 65%,
aplicable a la gran mayoría de las personas



Rangos de hematocrito en diferentes poblaciones

Un poderoso aliado para una vida sana.

Identificación inteligente
Autoidentificación
de tipos de tiras

Codificación inteligente
Codificación inteligente mediante chip
de código con información de calibración.

Gran capacidad de almacenamiento
Hasta 7000 pruebas

Diseño fácil de usar
Función de voz integrada para
obtener resultados audibles.

Alerta de posición
Alerta automática cuando la
tira esté en la posición correcta.

Conveniencia
Pantalla táctil

Eaglenos

biomundo
healthcare everyone

info@biomundo.cl
+56 2 2887 1130
Av. Apoquindo 7331 of 339
Las condes, Santiago - Chile
www.biomundo.cl

***Consulte el manual de instrucciones para obtener más información.**